

Barre à Genou pour plâtre

La **Barre à Genou Surginov** a été conçue pour la réalisation de plâtres et résines. Elle permet le support du membre inférieur en flexion pendant leur confection.

Stabilité

Grâce à ses dimensions, elle est auto stable et ne nécessite pas de fixation à la table.

Adaptabilité

La barre d'appui est réglable en hauteur pour s'adapter à tous les patients.

Stabilité

Solidité

Réglable

Dimensions

Hauteur réglable de 25 à 40 cm
Dimensions de l'embase 29 cm x 43 cm
Barre d'appui diamètre 18 mm

Résistance

Fabriquée en acier inoxydable électropoli, elle résiste aux agents de nettoyage et aux produits désinfectants.

Optionnel

Un coussin de confort cylindrique en mousse est disponible pour l'habillage de la barre d'appui.

Diamètre 6 cm
Mousse 41 Kg/m³
Revêtement noir antistatique



Références:

- Barre à Genou: **SURGI0BA00000001**
- Coussin cylindrique: **SURGINOV000000015**



3 rue de Villebon, 91160 Saulx les Chartreux - Tél.: 01 60 13 65 74 - Fax: 01 69 15 06 37
Courriel: contact@surginov.com

Barre à Genou pour plâtre



Faire de vos idées
l'innovation de demain

 Fabriqué en France.

