# Arceau B2M Ready

L'Arceau B2M Ready est un écarteur glénoïdien de type auto-statique, utilisable dans toutes les voies d'abord de l'épaule.

#### Stabilité

La souplesse des écarteurs liée à la rigidité du cadre permet d'obtenir un montage monobloc stable et rigide qui ne nécessite pas d'être maintenu par l'aide opératoire.

### **Facilitateur**

L'extrémité modifiée des écarteurs facilite l'utilisation des fraises glénoïdiennes.









## Utilisation

L'Arceau B2M Ready s'utilise aussi bien par voie d'abord Delto-Pectorale que par voie d'abord Supéro-Latérale. Pour plus de précisions concernant son montage, contactez-nous.









#### Références:

- Arceau B2M Ready (Diam 15 cm): SURGINOV0000001
- Kolbel Ready Antérieur: ISONR10K00000003
- Kolbel Ready Postérieur: ISONR10K00000004
- Kolbel Ready Supérieur: ISONR10K00000005
- Kolbel Ready Inférieur: ISONR10K00000006





Fabriqué en France.