

# Ecarteur Deltoïdien Double Browne

L'Ecarteur Deltoïdien Double Browne a été dessiné pour permettre une exposition optimale de la tête humérale sans léser les fibres musculaires du deltoïde.

## Stabilité

Le bec inférieur permet d'augmenter la stabilité de l'écarteur et limite ainsi les lésions du muscle deltoïde

Economique

Sécurisant

Avantageux



## Sécurité

L'écarteur double Browne permet de protéger le faisceau antérieur du deltoïde tout en exposant la tête humérale

## Optionnel

Utilisation compatible avec l'arceau B2M Ready

## Dimensions

Convient à tout type d'épaule grâce à deux tailles (diamètres 42 mm et 50 mm) associées sur le même instrument

## Références:

- Ecarteur double Browne: IS0NR20E00000007



3 rue de Villebon, 91160 Saulx les Chartreux - Tél.: 01 60 13 65 74 - Fax: 01 69 15 06 37  
Courriel: contact@surginov.com

# Ecarteur Deltoïdien Double Browne



Faire de vos idées  
l'innovation de demain

 Fabriqué en France.

