

Kit Pied Percutané

Set d'instruments essentiels pour la chirurgie mini-invasive ou percutanée de l'avant pied.

Essentiel

Le set regroupe les 3 instruments nécessaires et indispensables.

Instruments

Simple



Dissecteur
Permet de séparer les parties molles de l'os

Réutilisable



Râpe double
Permet l'extraction des débris d'os

Economique



Bistouri
Manche pour lame de bistouri de type Beaver

Economique

Set a usage multiple de seulement 3 instruments.

Références:

- Râpe Miller double Lg 18 cm: **ISO4100400000001**
- Dissecteur de Leriche Lg 17 cm: **ISO3430000000001**
- Manche porte-lame Beaver Lg 13,5 cm: **AR00113**



3 rue de Villebon, 91160 Saulx les Chartreux - Tél.: 01 60 13 65 74 - Fax: 01 69 15 06 37
Courriel: contact@surginov.com

Kit Pied Percutané

Instruments pour la chirurgie du pied par mini-abord.



Faire de vos idées
l'innovation de demain

Fabriqué en France.

