


Pince Apti

La **pince Apti** a été développée pour faciliter l'ablation des coupes osseuses, notamment la coupe tibiale, dans les prothèses du genou.

Efficacité

L'introduction de la pince dans le trait de coupe est facilitée par le biseau du bord antérieur.



Pince Apti



Pince Apti Forte

Stabilité

La longueur et la largeur de la palette donnent une grande stabilité lors de la manipulation de la coupe.

Stable

Maniable

Efficace



Excellente préhension

- Les rainures de la palette empêchent l'os de glisser
- Les dents sont pointues et longues pour une meilleure prise dans l'os
- La courbure de la branche supérieure de la pince permet une préhension même en cas de forte cupule.



Références:

- Pince Apti: **ISONR10P00000003**
- Pince Apti forte: **AR00135**



3 rue de Villebon, 91160 Saulx les Chartreux - Tél.: 01 60 13 65 74 - Fax: 01 69 15 06 37
Courriel: contact@surginov.com

Pince Apti

Pince préhensive pour l'Ablation
du Plateau Tibial
dans les prothèses de genou.



Faire de vos idées
l'innovation de demain

 Fabriqué en France.

