

Déambulateur

Le **Déambulateur** a été développé pour permettre la mobilité des patients sous traction crânienne par poids suspendus.

Réglable/Adaptable

Le Déambulateur possède des systèmes de réglages en hauteur permettant d'accueillir des patients de différentes tailles.



Précaution d'emploi

- Poids maxi 25 kg.

Maniable

Le Déambulateur dispose d'une grande maniabilité grâce à ses quatre roues pivotantes et ses poignées orientables.

Résistant

Fabriqué en acier inoxydable et possédant des accessoires résistants aux projections d'eau.

Caractéristiques

Dimensions: L 90 cm x l 70 cm x h 170 à 230 cm

Réglages en hauteur:

- Poignées de 66 à 84 cm (tous les 2 cm)
- Potence de 170 cm à 230 cm (tous les 10cm jusqu'à 2 m puis tous les 5 cm)
- Diamètre de la poulie: 8 cm maximum
- Charge de traction maximum: 25 kg
- Types de poids: Poids ronds ou sacs de sable

Références:

- Déambulateur: ASKORNOC00000001



Déambulateur



Faire de vos idées
l'innovation de demain