

# Déambulateur

Le **Déambulateur** a été développé pour permettre la mobilité des patients sous traction crânienne par poids suspendus.

## Réglable/Adaptable

Le Déambulateur possède des systèmes de réglages en hauteur permettant d'accueillir des patients de différentes tailles.

Stabilité

Solidité

Durabilité



## Caractéristiques

Dimensions: L 90 cm x l 70 cm x h 170 à 230 cm

Réglages en hauteur:

- Poignées de 66 à 84 cm (tous les 2 cm)

- Potence de 170 cm à 230 cm

(tous les 10 cm jusqu'à 2 m puis tous les 5 cm)

Diamètre de la poulie: 8 cm maximum

Charge de traction maximum: 25 kg

Types de poids: Poids ronds ou sacs de sable

## Références:

- Déambulateur: **ASKORNOC00000001**



3 rue de Villebon, 91160 Saulx les Chartreux - Tél.: 01 60 13 65 74 - Fax: 01 69 15 06 37  
Courriel: [contact@surginov.com](mailto:contact@surginov.com)

## Précautions d'emploi

- Charge de traction maximale de 25 kg
- Voir notice d'utilisation

## Maniable

Le Déambulateur dispose d'une grande maniabilité grâce à ses quatre roues pivotantes et ses poignées orientables.



## Résistant

Fabriqué en acier inoxydable résistant aux projections d'eau.

# Déambulateur



Faire de vos idées  
l'innovation de demain

 Fabriqué en France.

